



Preventive Maintenance Report

Detail : Patient Monitor
Manufacture : Omron
Model : HEM-7120
S/N : SN-12346
ID No : AST-007

Department : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
Address : บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
Section : NUR - กลุ่มงานการพยาบาล
PM Date : Sunday, March 22, 2026

1. ตรวจสอบสภาพทั่วไป

	ปกติ	ไม่ปกติ	N/A
1.1 สภาพภายนอก / โครงสร้าง	☒	☐	☐
1.2 ฝ่มือการติดตั้ง/ยึดโยง	☒	☐	☐
1.3 การขับเคลื่อน/เบรค	☒	☐	☐
1.4 สายไฟ AC ปลั๊ก	☒	☐	☐
1.5 สายสัญญาณ	☒	☐	☐
1.6 ความตึงหย่อน/ความหนาแน่น	☒	☐	☐
1.7 เบรกเกอร์/ฟิวส์	☒	☐	☐
1.8 หลอด ท่อ/วัสดุห่อหุ้ม	☒	☐	☐
1.9 สายเคเบิล	☒	☐	☐
1.10 ข้อต่อ/จุดต่อต่างๆ	☒	☐	☐
1.11 Electrodes/Transducers	☒	☐	☐
1.12 ฟिलเตอร์	☒	☐	☐
1.13 สวิตช์/การควบคุม	☒	☐	☐
1.14 อินเตอร์	☒	☐	☐
1.15 มอเตอร์/ปั๊ม/พัดลม	☒	☐	☐
1.16 ระดับ/ของเหลว	☒	☐	☐
1.17 แบตเตอรี่/การชาร์จประจุ	☐	☐	☒
1.18 การแสดงผล	☐	☐	☒
1.19 Self Test	☐	☐	☒
1.20 สัญญาณเตือน	☐	☐	☒
1.21 สัญญาณแสดงการทำงาน	☐	☐	☒
1.22 ฉลาก/เครื่องหมาย	☐	☐	☒
1.23 อุปกรณ์ประกอบ	☐	☐	☒

หมายเหตุ

1

2. การปลอดภัย

	ปกติ	ไม่ปกติ	N/A
2.1 ระบบกราวด์ (0.5 OHM)	☒	☐	☐
2.2 การรั่วของกระแสไฟฟ้า	☒	☐	☐

หมายเหตุ

2

3. การบำรุงรักษา

3.1 ทำความสะอาดตัวเครื่อง, สายประกอบภายนอกและภายใน	☒
3.2 การหล่อลื่นจุดสัมผัสสกลไกต่างๆ	☒
3.3 ปรับเทียบค่ามาตรฐาน/ปรับจูนแก้ไข กลไกต่างๆ	☐
3.4 เปลี่ยนวัสดุตามอายุงาน ฟिलเตอร์/แบตเตอรี่	☒
3.5 เปลี่ยนถ่ายของเหลวในกระเปาะ	☒

หมายเหตุ

3

สรุปโดยรวม



ผ่าน



ไม่ผ่าน

บำรุงรักษาโดย :

(นายสมโชค ชัยเกษ)

ช่างเทคนิค



Certificate of Testing

Detail : Patient Monitor

Manufacture : Omron

Model : HEM-7120

S/N : SN-12346

ID No. : AST-007

Departments : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

Address : บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

Section : NUR - กลุ่มงานการพยาบาล

Temperature : $13 \pm 2^{\circ}\text{C}$

Humidity : $14 \pm 5\% \text{ R.H.}$

Cal. Date: 22/03/2026

Appr. Date: 23/03/2026

	STD Setting	UUC Reading	Error (Budget) Offset	Accept value	Result
Systolic Pressure	mmHg 120	120	0	mmHg +/- 8.00	ผ่าน
Diastolic Pressure	mmHg 116.67	116.77	0.1	mmHg +/- 8.00	ผ่าน
Temp	50	50	0	+/- 0.00	ผ่าน
Heart Rate	Pulse/Minute 90	90	0	Pulse/Minute +/- 2.00	ผ่าน
SpO2	% 15	15	0	% +/- 2.00	ผ่าน

I : PASS	II : PASS	III : PASS	AVR : PASS	AVL : PASS	AVF : PASS	Alarm : PASS	1mV : PASS
----------	-----------	------------	------------	------------	------------	--------------	------------

Calibration Standard Used

Manufacture	Model	S/N	Cal date	Cert No.
CASIO	HS-70W	512Q03R	23 Dec 2023	
ADDITEL	ADT681	211H17040006	23 Dec 2023	

วิธีทดสอบ : โดยการวัดเทียบกับเครื่องสร้างสัญญาณมาตรฐาน โดยกำหนดค่าแรงดัน, อัตราการเต้นของหัวใจ อ่านค่าและจดบันทึก
โดยการนำเครื่องมือที่ต้องการทดสอบต่อเข้ากับเครื่องสร้างสัญญาณแล้วกำหนดค่า % และ ECG อ่านผลและจดบันทึก

Calibration by :

(นายสมโชค ชัยเกษ)

ช่างเทคนิค

Approved by :

(aaa)

หัวหน้าแผนก

Comment: This report certifies the testing results as of the date, the location and the conditions of testing only.