



Preventive Maintenance Report

Detail : Patient Monitor
Manufacture : Omron
Model : HEM-7120
S/N : SN-19312
ID No : AST-1209

Department : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
Address : บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
Section : NUR - กลุ่มงานการพยาบาล
PM Date : Tuesday, March 24, 2026

1. ตรวจสอบสภาพทั่วไป

	ปกติ	ไม่ปกติ	N/A
1.1 สภาพภายนอก / โครงสร้าง	☒	☐	☐
1.2 ฝ่มือการติดตั้ง/ยึดโยง	☒	☐	☐
1.3 การขับเคลื่อน/เบรค	☒	☐	☐
1.4 สายไฟ AC ปลั๊ก	☒	☐	☐
1.5 สายสัญญาณ	☒	☐	☐
1.6 ความตึงหย่อน/ความหนาแน่น	☒	☐	☐
1.7 เบรกเกอร์/ฟิวส์	☒	☐	☐
1.8 หลอด ท่อ/วัสดุห่อหุ้ม	☒	☐	☐
1.9 สายเคเบิล	☒	☐	☐
1.10 ข้อต่อ/จุดต่อต่างๆ	☒	☐	☐
1.11 Electrodes/Transducers	☒	☐	☐
1.12 ฟิลเตอร์	☒	☐	☐
1.13 สวิตช์/การควบคุม	☒	☐	☐
1.14 อินเตอร์	☒	☐	☐
1.15 มอเตอร์/ปั๊ม/พัดลม	☒	☐	☐
1.16 ระดับ/ของเหลว	☒	☐	☐
1.17 แบตเตอรี่/การชาร์จประจุ	☒	☐	☐
1.18 การแสดงผล	☒	☐	☐
1.19 Self Test	☒	☐	☐
1.20 สัญญาณเตือน	☒	☐	☐
1.21 สัญญาณแสดงการทำงาน	☒	☐	☐
1.22 ฉลาก/เครื่องหมาย	☒	☐	☐
1.23 อุปกรณ์ประกอบ	☒	☐	☐

หมายเหตุ

1

2. การปลอดภัย

- 2.1 ระบบกราวด์ (0.5 OHM)
- 2.2 การรั่วของกระแสไฟฟ้า

ปกติ ไม่ปกติ N/A

☒ ☐ ☐

☒ ☐ ☐

หมายเหตุ

2

3. การบำรุงรักษา

- 3.1 ทำความสะอาดตัวเครื่อง, สายประกอบภายนอกและภายใน ☒
- 3.2 การหล่อลื่นจุดสัมผัสกลไกต่างๆ ☒
- 3.3 ปรับเทียบค่ามาตรฐาน/ปรับจูนแก้ไข กลไกต่างๆ ☒
- 3.4 เปลี่ยนวัสดุตามอายุงาน ฟิลเตอร์/แบ่งถ่าน ☒
- 3.5 เปลี่ยนถ่ายของเหลวในกระเปาะ ☒

หมายเหตุ

3

สรุปโดยรวม

☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

บำรุงรักษา
โดย :


(นายสมโชค ชัยเกษ)
ช่างเทคนิค



Bang Saphan Hospital

Kamnoet Nopphakhun , Bang Saphan , Prachuap Khiri Khan

Cert. No. : PM-2026-0027

Certificate of Testing

Detail : Patient Monitor
Manufacture : Omron
Model : HEM-7120
S/N : SN-19312
ID No. : AST-1209

Departments : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
Address : บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
Section : NUR - กลุ่มงานการพยาบาล
Temperature : 24.93072032215068 Humidity : 47.39851041538475
 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ $\pm 5\% \text{ R.H.}$
Cal. Date: 24/03/2026 Appr. Date: 25/03/2026

	STD Setting	UUC Reading	Error	Accept value	Result
Systolic Pressure	mmHg 120	120.04	0.04	mmHg +/- 8.00	ผ่าน
Diastolic Pressure	mmHg 76.67	76.62	-0.05	mmHg +/- 8.00	ผ่าน
Temperature	Celsius 37.5	37.47	-0.04	Celsius +/- 1.00	ผ่าน
Heart Rate	Pulse/Minute 70	70	-0.01	Pulse/Minute +/- 2.00	ผ่าน
SpO2	% 92.5	92.5	0	% +/- 2.00	ผ่าน

I : PASS II : PASS III : PASS AVR : PASS AVL : PASS AVF : PASS Alarm : PASS 1mV : PASS

Calibration Standard Used

Manufacture	Model	S/N	Cal date	Cert No.
Fluke	87V	SN123456	15 Jan 2024	CERT-2024-001

วิธีทดสอบ : โดยการวัดเทียบกับเครื่องสร้างสัญญาณมาตรฐาน โดยการกำหนดค่าแรงดัน, อัตราการเต้นของหัวใจ อ่านค่าและจดบันทึก
โดยการนำเครื่องมือที่ต้องการทดสอบต่อเข้ากับเครื่องสร้างสัญญาณแล้วกำหนดค่า % และ ECG อ่านผลและจดบันทึก

Calibration by :

(นายสมโชค ชัยเกษ)

ช่างเทคนิค

Approved by :

(aaa)

หัวหน้าแผนก

Comment: This report certifies the testing results as of the date, the location and the conditions of testing only.